

Anti-Maus Cd80 Monoklonaler Antikörper () Für Fc - Q00609

Artikelnummer: CM0008093



Einführung

-konjugierter anti-maus CD80 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Zielt auf das B7-1 kostimulatorische Molekül ab, das an der T-Zell-Aktivierung und Immunregulation beteiligt ist. Geeignet für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	anti-Maus CD80 mAk
Bemerkungen/Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	941
Gen-ID	12519
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 38-245 von Maus-CD80 umfasst.
Quelle	Armenischer Hamster
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q00609
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel