

Anti-Maus Cd82 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P40237

Artikelnummer: CM0004353

Einführung

-konjugierter kaninchen-anti-maus CD82 monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie. Zielt mit hoher Spezifität auf Maus-CD82 (Kai1, C33) ab; geeignet für Krebs- und Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD82 mAk
Bemerkungen/Alias	C33, IA4, Kai1, Tspan27
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3732
GenID	12521
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-266 von Maus-CD82 (NP_001258390.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P40237
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel