

Anti-Maus Cd84 Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - Q18Pi6

Artikelnummer: CM0005432

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD84 (SLAMF5, CDw84). Entwickelt für Anwendungen in der Durchflusszytometrie. Erkennt Maus CD84 mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von ~37 kDa. SWISS: Q18Pi6.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD84 mAk
Anmerkungen/Aliase	CDw84, SLAMF5, A130013D22Rik
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	8832
GeneID (Maus)	12523
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 22-221 von Maus CD84 (NP_038517.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q18Pi6
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel