


Anti-Maus Cd8A Monoklonaler Antikörper (Apc) Für Die Durchflusszytometrie - P01731

Artikelnummer: CM0004917



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD8a, direkt mit APC konjugiert. Optimiert für die Durchflusszytometrie (FC) zur Untersuchung der T-Zell-Korezeptorfunktion, CTL-Aktivität und der Immuncheckpoint-Forschung. Geeignet für Maus-Immunologiemodelle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus CD8a mAb
Bemerkungen/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Spezies	Maus
GeneID (Human)	925
GeneID	12525
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 28-196 der Maus CD8a (NP_001074579.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01731
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel