


## Anti-Maus Cd8A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01731

Artikelnummer: CM0004776



### Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD8a (Lyt-2) für die Durchflusszytometrie. Geeignet für den Nachweis von zytotoxischen T-Zellen und NK-Zellen in Mausproben in der Immunologie und immuno-onkologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Maus CD8a mAk                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2                                                                                                     |
| Spezies           | Maus                                                                                                                         |
| GeneID (Mensch)   | 925                                                                                                                          |
| GeneID            | 12525                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-196 von Maus-CD8a entspricht (NP_001074579.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | FC                                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                         |
| SWISS             | P01731                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 27 KDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |