


Anti-Maus Cd8A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01731

Artikelnummer: CM0005302



Einführung

Kaninchen-anti-Maus CD8a monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Erkennt die extrazelluläre Domäne (aa 28-196) von Maus-CD8a. Geeignet für die Profilierung von Immunzellen und die T-Zell-Forschung. Berechnetes MG 27 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus CD8a mAk
Bemerkungen/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	925
GenID	12525
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-196 von Maus-CD8a (NP_001074579.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01731
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel