


Anti-Maus Cd8A Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P01731

Artikelnummer: CM0008199



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD8a, konjugiert an . Spezifisch für Maus. Verwendung in der Durchflusszytometrie (FC). CD8a ist ein T-Zell-Korezeptor, der mit MHC Klasse I interagiert; essentiell für die Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD8a mAb
Bemerkungen/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Spezies	Maus
GeneID (Human)	925
GeneID	12525
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 28-196 von Maus CD8a (NP_001074579.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01731
Proteingewicht	27KDa
Versand	Eistasche