

Anti-Maus Cd94 Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - O54707

Artikelnummer: CM0005109

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD94, validiert für Durchflusszytometrie. Wesentliches Werkzeug zur Untersuchung der Funktion von NK-Zellrezeptoren, der immunologischen Selbsttoleranz und der Wechselwirkungen in der Tumor-Mikroumgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD94 mAk
Bemerkungen/Alias	CD94
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3824
GenID	16643
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 59-179 von Maus-CD94 (NP_034784.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O54707
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel