


Anti-Mouse Cd95/Fas Monoklonaler Antikörper Für Fc - P25446

Artikelnummer: CM0006057



Einführung

-konjugierter kaninchen-anti-maus CD95/FAS monoklonaler Antikörper, optimiert für Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung von FAS-Rezeptor-vermittelter Apoptose und Homöostase von Immunzellen in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD95/FAS mAk
Bemerkungen/Alias	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	355
GenID	14102
Immunogen	Rekombinantes Protein der Maus CD95/FAS
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P25446
Proteingewicht	37KDa
Versand	Eisbeutel