

Abflo 647 Anti-Maus Cd98 (Slc3A2) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P10852

Artikelnummer: CM0005288



Einführung

ABflo 647-konjugierter monoklonaler Antikörper gegen die schwere Kette von Maus-CD98 (SLC3A2). Validiert für die Durchflusszytometrie, ermöglicht Zelloberflächenfärbung und Untersuchungen von Aminosäuretransportern. Kreuzreagiert mit Mausproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD98 mAk
Bemerkungen/Alias	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	6520
GeneID	17254
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend den Aminosäuren 105-526 von Maus-CD98 (NP_032603.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P10852
Proteinmasse	58kDa
Versand	Eisbeutel