

Anti-Maus Cx3Cr1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Z0D9

Artikelnummer: CM0012240

Einführung

Anti-Maus CX3CR1 kanin monoklonaler Antikörper validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt Maus CX3C-Chemokinrezeptor 1 (Fraktalkinrezeptor). Geeignet für Immunologie- und Entzündungsforschung. SWISS: Q9Z0D9.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kanin Anti-Maus CX3CR1 monoklonaler Antikörper (488 Konjugat)
Bemerkungen/Alias	mCX3CR1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	1524
Gen-ID (Maus)	13051
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend der Aminosäuren 1-100 von Maus CX3CR1 (NP_034117.3)
Quelle	Kanin
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9Z0D9
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel