

Anti-Maus-Cxcr2/Il-8Rb-Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P35343

Artikelnummer: CM0008746

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CXCR2/IL-8RB, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung der Chemotaxis von Neutrophilen, von Entzündungsprozessen und der Wundheilung in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CXCR2/IL-8RB-mAb
Bemerkungen/Alias	CD128; IL8RA; Il8rb; CDw128; Cmkar2; Gpcr16; IL-8Rh; IL-8rb; mIL-8RH
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	3579
Gen-ID	12765
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-44 des Maus-CXCR2/IL-8RB (NP_034039.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35343
Proteinmasse	40 kDa
Versand	Kühlakku