

## Anti-Maus F4/80 Monoklonaler Antikörper (Biotin) Für Durchflusszytometrie - Q61549

Artikelnummer: CM0012772

### Einführung

Biotin-konjugierter Ratten Anti-Maus F4/80 monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für Maus F4/80 (Adgre1), ein 102 kDa Makrophagenmarker, ideal für die Profilierung von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktname       | Biotin Ratte Anti-Maus F4/80 mAk                    |
| Bemerkungen/Alias | Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7 |
| Spezies           | Maus                                                |
| Gen-ID (Maus)     | 13733                                               |
| Gen-ID (Mensch)   | 2015                                                |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein von Maus F4/80.               |
| Quelle            | Ratte                                               |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                              |
| Anwendung         | FC (Durchflusszytometrie)                           |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                |
| SWISS             | Q61549                                              |
| Proteingewicht    | 102 kDa                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                           |