

Anti-Maus G-Csf Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09920

Artikelnummer: CM0007680

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen murines Granulozyten-Kolonie-stimulierenden Faktor (G-CSF). Geeignet für Western Blot und ELISA. Für die Forschung zu Hämatopoese und Granulozytenentwicklung. Reagiert mit Maus G-CSF.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus G-CSF Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Csfg; G-CSF; MGI-IG; Maus G-CSF
Spezies	Maus
GeneID (Human)	1440
GeneID	12985
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 31-208 von Maus G-CSF (NP_034101.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P09920
Protein-Gewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel