

Anti-Maus Gsdma Kaninchen-Polyclonale Antikörper - Gsdma

Artikelnummer: CM0015854

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper, die gegen Maus Gsdma (Gasdermin A) zielen, gewonnen gegen rekombinantes Protein (AS 248-347). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Ratte. Für Forschung zu Zelltod und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Gsdma Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Gsdm, Gsdm1, H312E, Gsdma1, Gsdma
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	284110
Gen-ID (Maus)	57911
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 248-347 von Maus-Gsdma (NP_067322.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel