


Anti-Mouse H2-Aa Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P14434

Artikelnummer: CM0023282



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen die MHC-Klasse-II-Alpha-Kette (H2-Aa) der Maus gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human. Nützlich für immunologische Forschung zur Antigenpräsentation und adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	H2-Aa Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Ia1, H2Aa, Ia-1, H-2Aa, Aalpha, IAalpha, I-Aalpha, H2-Aa
Spezies	Maus
GenID	14960 (Maus)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 27-208 der Maus-H2-Aa (NP_034508.2) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P14434
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel