

Anti-Maus H2-Ab1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - P06345

Artikelnummer: CM0006308

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus H2-Ab1, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Ideal für Immunologieforschung und MHC-Klasse-II-Studien. 30kDa, kreuzreagiert mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	H2-Ab1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; H2-Ab1
Spezies	Maus
GeneID (human)	474382
GeneID	14961
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 31-219 von Maus H2-Ab1 (NP_996988.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06345
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel