


Anti-Maus Ifn-Beta Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P01575

Artikelnummer: CM0012605



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus Interferon beta (IFN-beta), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt ein sezerniertes Zytokin, das entscheidend für die antivirale Abwehr, Immunregulation und den Schutz von Neuronen ist. Geeignet für die Immunologie- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IFN-beta Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Ifb; IFNB; If1da1; IFN-beta
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	3456
Gen-ID (Maus)	15977
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-182 von Maus IFN-beta (NP_034640.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01575
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel