

Anti-Maus IgM Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P01872

Artikelnummer: CM0009351



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen die konstante schwere Kette von Maus-Immunglobulin mu (P01872) gerichtet ist, für Western Blot, IHC-Paraffin, Durchflusszytometrie und ELISA. Validiert in Mausproben, erkennt natürliches und immunologisches IgM. Geeignet für die Erforschung der humoralen Immunität und B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mouse IgM Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Spezies	Maus
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 105-454 von Maus-Ighm (P01872) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01872
Proteingewicht	50kDa/53kD
Versand	Eisbeutel