

Anti-Maus-IgM-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P01872

Artikelnummer: CM0005416



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die konstante Region (Fc) von Maus-IgM. Validiert für WB, IF, IHC, ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Geeignet für B-Zellforschung, BCR-Signalgebung und Studien zur humoralen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus-IgM-Kaninchen-mAb
Spezies	Maus
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 105-454 von Maus-Ighm (P01872) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P01872
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel