


Anti-Maus IL-12 P40 Monoklonaler Antikörper () Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P43432

Artikelnummer: CM0005254



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus IL-12 p40, konjugiert an , validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von IL-12 in T-Zellen, NK-Zellen und Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus IL-12 p40 mAb
Bemerkungen/Alias	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	3593
Gen-ID	16160
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 23-335 von Maus IL-12 p40 (NP_001290173.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P43432
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eistüte