


Anti-Maus IL-12 P40 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P43432

Artikelnummer: CM0005194



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus IL-12 p40, validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen gewährleistet Spezifität für die Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus IL-12 p40 mAb
Bemerkungen/Alias	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40
Spezies	Maus
GeneID (Human)	3593
GeneID	16160
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-335 von Maus IL-12 p40 (NP_001290173.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P43432
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eistüte