


Anti-Mouse IL-33R/St2 Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - P14719

Artikelnummer: CM0004670



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen Maus-IL-33R/ST2 gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert ist. Ideal für immunologische Forschung, Immunzell-Profilierung und Studien zu Krankheitsmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus IL-33R/ST2 mAk
Bemerkungen/Alias	T1; St2; DER4; Ly84; ST2L; Fit-1; T1/ST2; St2-rs1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	9173
Gen-ID (Maus)	17082
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 27-332 von Maus-IL-33R/ST2 (NP_001020773.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P14719
Proteingewicht	38kDa/65kDa
Versand	Eisbeutel