


Anti-Maus IL-33R/St2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P14719

Artikelnummer: CM0012429



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus IL-33R/ST2, optimiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung der IL-33-Signalübertragung in der Forschung zur angeborenen und adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus IL-33R/ST2 mAk
Bemerkungen/Aliase	T1; St2; DER4; Ly84; ST2L; Fit-1; T1/ST2; St2-rs1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	9173
Gen-ID	17082
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-332 von Maus IL-33R/ST2 (NP_001020773.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P14719
Proteinmasse	38kDa/65kDa
Versand	Eisbeutel