

Anti-Maus IL1R1/Cd121A Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - P13504

Artikelnummer: CM0005335

Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-Maus IL1R1/CD121a mAk, validiert für die Durchflusszytometrie. Zielt auf Maus IL-1 Rezeptor Typ 1 (67 kDa, SWISS P13504); geeignet für Immunologie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus IL1R1/CD121a mAk
Bemerkungen/Alias	IL-1R; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3554
GenID	16177
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P13504
Proteinmasse	67 kDa
Versand	Eisbeutel