

Anti-Mouse IL4 Monoclonal Antibody (Apc) Für Fc - P07750

Artikelnummer: CM0005762

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-IL4 für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Detektiert spezifisch Maus-IL4, ein Th2-Zytokin, das die B-Zell-Aktivierung, das IgE-Klassenwechsel und die T-Zell-Entwicklung reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus IL4 mAk
Bemerkungen/Alias	IL-4; BSF-1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3565
Gen-ID	16189
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-140 von Maus-IL4 (NP_067258.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P07750
Proteinmasse	16 kDa
Versand	Eisbeutel