

Anti-Maus Integrin Alpha 1/Cd49A Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - Q3V3R4

Artikelnummer: CM0004661

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus Integrin alpha 1/CD49a für Anwendungen in der Durchflusszytometrie. Validiert an Mausproben. Vorhergesagtes Molekulargewicht 130 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus Integrin alpha 1/CD49a mAb
Bemerkungen/Alias	Vla1; CD49A; E130012M19Rik
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	3672
GeneID	109700
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-1141 des Maus Integrin alpha 1/CD49a entspricht (NP_001028400.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q3V3R4
Proteinmasse	130kDa
Versand	Eispackung