

Anti-Maus-Ki67-Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - E9Pvx6

Artikelnummer: CM0009789

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-Ki67, einen Proliferationsmarker. Für die intrazelluläre Durchflusszytometrie in Mausproben validiert. Ideal für die Erforschung des Zellzyklus und der Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-Ki67-mAb
Bemerkungen/Alias	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Art	Maus
GeneID (Mensch)	4288
GeneID	17345
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1816–2163 des Maus-Ki67 (NP_001074586.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	E9PVX6
Proteingewicht	351 kDa
Versand	Kühlakku