

Anti-Maus Ly-6A/E (Sca-1) Monoklonaler Antikörper Für Fc - P05533

Artikelnummer: CM0008116

Einführung

Kaninchen anti-Maus Ly-6A/E (Sca-1) monoklonaler Antikörper (), validiert für die Durchflusszytometrie. Zielt auf ein GPI-verankertes Protein ab, das an der T-Zell-Aktivierung beteiligt ist. Geeignet für die Immunforschung an Mäusen und Stammzellstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus Ly-6A/E (Sca-1) mAk
Bemerkungen/Alias	Ly-6A.2, Ly-6A/E, Ly-6E.1, Sca-1, Sca1, TAP
Spezies	Maus
GenID	110454
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-111 von Maus Ly-6A/E (Sca-1) (NP_034868.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05533
Proteingewicht	114 kDa
Versand	Eisbeutel