

Anti-Maus Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - P35461 / P0Cw02

Artikelnummer: CM0009203

Einführung

Mit konjugierter Ratten-monoklonaler Antikörper gegen Maus Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) für die Durchflusszytometrie. Ermöglicht die zuverlässige Identifizierung von Granulozyten, Monozyten und myeloischen Suppressorzellen in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ratten-Anti-Maus Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) mAk
Anmerkungen/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	8600
Gen-ID	546644/17067
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus Ly-6G/Ly-6C (Gr-1).
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35461/P0CW02
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel