


Anti-Maus-Mhc-Klasse-II-(I-A/I-E)-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Artikelnummer: CM0010241



Einführung

-konjugierter monoklonaler Ratten-Anti-Maus-MHC-Klasse-II-(I-A/I-E)-Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Phänotypisierung von Immunzellen, die Histokompatibilitätsanalyse und diagnostische Forschung und Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ratten-Anti-Maus-MHC-Klasse-II-(I-A/I-E)-mAk
Anmerkungen/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Spezies	Maus
Gen-ID	14969 / 14961 / 381091 / 14960
Immunogen	Rekombinantes Protein der MHC-Klasse II (I-A/I-E) der Maus
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435
Proteingewicht	26 kDa / 30 kDa / 32 kDa
Versand	Kühlakku