

Anti-Maus Pd-L2/Cd273/B7-Dc Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - Q9Wul5

Artikelnummer: CM0009971



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus PD-L2 (CD273/B7-DC), konjugiert mit für die Durchflusszytometrie. Erkennt einen Immun-Checkpoint-Liganden, der die T-Zellproliferation über PD-1-Bindung hemmt. Ideal für die murine Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus PD-L2/CD273/B7-DC mAk
Bemerkungen/Alias	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	80380
Gen-ID	58205
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9WUL5
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel