

Anti-Maus Plazenta-Wachstumsfaktor (Plgf) Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P49764

Artikelnummer: CM0018882

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen Maus Plazenta-Wachstumsfaktor (PIGF). Validiert für WB und ELISA, geeignet für Studien zu Angiogenese und Endothelzellwachstum. Reagiert spezifisch mit Maus PIGF.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus PIGF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PIGF; Plgf; Maus PIGF
Spezies	Maus
Gen-ID	18654
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-158 von Maus PIGF (NP_032853.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P49764
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel