

Anti-Maus Podoplanin Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q62011

Artikelnummer: CM0011113



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-Podoplanin (Gp38/T1alpha), validiert für Durchflusszytometrie. Erkennt spezifisch Maus-Podoplanin, nützlich für lymphatische und Krebsforschung. SWISS: Q62011.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen Anti-Maus Podoplanin mAk
Bemerkungen/Alias	E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	10630
GenID	14726
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-133 von Maus-Podoplanin (NP_034359.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q62011
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel