

Anti-Maus Siglec5/Siglec-F Monoklonaler Antikörper () Für Fc - Q920G3

Artikelnummer: CM0009604

Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-Maus Siglec5 (Siglec-F) monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt Sialinsäure-bindendes Lektin bei Mäusen; geeignet zur Identifizierung von Zellen der myeloischen Linie in Knochenmark und Blut.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus Siglec5 mAk
Anmerkungen/Alias	Siglec5; mSiglec-F
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	8778
GenID	233186
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-437 von Maus Siglec5 (NP_663556.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q920G3
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel