

Monoklonaler Anti-Maus-Tcr- Γ/Δ -Antikörper - Tcr Γ/Δ

Artikelnummer: CM0007809

Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Antikörper aus Armenischem Hamster gegen den Maus-TCR γ/δ , validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt TCR- γ/δ -T-Zellen der Maus. Rekombinantes Immunogen, spezifisch für die Maus. Ideal für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Anti-Maus-TCR- γ/δ -mAb
Bemerkungen/Alias	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
Art	Maus
Gen-ID	110066/110067
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Armenischer Hamster
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
Versand	Kühlakku