

Anti-Maus Ythdc1 Polyklonaler Antikörper Für Wb - E9Q5K9

Artikelnummer: CM0024134

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus Ythdc1, validiert in WB und ELISA. Erkennt Aminosäuren 597-736. Geeignet für m6A-RNA-Bindungs- und Alternatives Spleißen-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus Ythdc1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	mKIAA1966; A730098D12Rik; Mouse Ythdc1
Spezies	Maus
GeneID (Human)	91746
GeneID (Mouse)	231386
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 597-736 von Maus Ythdc1 (NP_808348.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	E9Q5K9
Protein-Gewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel