

Anti-Maus Zfp541 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Zfp541

Artikelnummer: CM0015222

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-Zfp541, geeignet für WB und ELISA. Erkennt Maus- und Ratten-Zfp541. Immunogen: rekombinantes Protein (aa 1-300). Vorhergesagtes Molekulargewicht: 141kDa/148kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Zfp541 Kaninchen pAb
Bemerkungen / Alias	Znf541; EG666528; Zfp541
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	84215
Gen-ID (Maus)	666528
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 1-300 von Maus-Zfp541 (NP_001092747.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
Protein-Gewicht	141kDa/148kDa
Versand	Kühltasche