

Anti-Mouse/Rat Cd31/Pecam1 Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - Q08481

Artikelnummer: CM0009463

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus/Ratte CD31/PECAM1. Validiert für Durchflusszytometrie, ideal für Untersuchungen zur transendothelialen Migration von Leukozyten, zur Adhäsion von Endothelzellen und in der vaskulären Biologie. Erkennt Maus- und Rattenarten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus/Ratte CD31/PECAM1 mAk
Bemerkungen/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	5175
GenID	18613
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 18-220 von Maus-CD31 (NP_001292086.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q08481
Proteingewicht	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Versand	Eisbeutel