

Monoklonaler Anti-Maus/Ratten-Cd90.1-Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01831

Artikelnummer: CM0010957

Einführung

-konjugierter monoklonaler Mausantikörper, spezifisch für das Membran-Glykoprotein CD90.1 (Thy-1) von Maus/Ratte. Für die Durchflusszytometrie (FC) validiert. Erkennt das GPI-verankerte Zielprotein, das an Zell-Zell-Interaktionen beteiligt ist. Ideal für die Immunphäotypisierung und die neuronale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Maus-anti-Maus/Ratten-CD90.1-mAk
Bemerkungen/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Art	Maus
GeneID (Mensch)	7070
GeneID	21838
Immunogen	Rekombinantes Protein von CD90.1 der Maus/Ratte
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P01831
Versand	Kühlakku