

Anti-Mov10-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hce1

Artikelnummer: CM0012377

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die MOV10-RNA-Helikase; für WB und ELISA validiert; detektiert humanes, Maus- und Ratten-MOV10; für Studien zur antiviralen Immunität, Retrotransposition und microRNA-vermittelten Genstilllegung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MOV10-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	gb110; fSAP113; MOV10
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4343
GeneID	4343
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HCE1
Proteingewicht	114 kDa
Versand	Ice-Bag