


Anti-Mpc2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95563

Artikelnummer: CM0020155



Einführung

MPC2 Kaninchen polyklonaler Antikörper (Alias BRP44, SLC54A2) für WB, IHC-P, ELISA. Der mitochondriale Pyruvatcarrier 2 vermittelt die Pyruvataufnahme und gleicht Glykolyse und oxidative Phosphorylierung aus. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MPC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BRP44; SLC54A2; MPC2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	25874
GenID	25874
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-60 von humanem MPC2 (NP_056230.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O95563
Proteinmasse	14 kDa
Versand	Eisbeutel