

Anti-Mpdz-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - 075970

Artikelnummer: CM0017927



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen das Multiple-PDZ-Domänen-Protein (MPDZ/MUPP1), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der synaptischen Plastizität und von Tight Junctions.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MPDZ-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HYC2; MUPP1; MPDZ
Art	Mensch
GeneID	8777
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1100-1380 des humanen MPDZ (NP_003820.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075970
Proteingewicht	222 kDa
Versand	Kühlakku