


Anti-Mpg Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Elisa - P29372

Artikelnummer: CM0024197



Einführung

Validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen MPG (AAG), eine DNA-3-Methyladenin-Glykosylase, die an der Basenexzisionsreparatur beteiligt ist. Geeignet für WB, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus, Ratte - P29372.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] MPG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AAG; MDG; ADPG; APNG; Mid1; anpg; PIG11; PIG16; CRA36.1; PG
Spezies	Human
Gen-ID	4350
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-293 des humanen MPG (NP_001015052.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P29372
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel