


Anti-Mpp1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q00013

Artikelnummer: CM0028371



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen MPP1 (55 kDa Erythrozyten-Membranprotein). Geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Maus. Ideal für die Forschung zur Neutrophilen-Polarität und Membranprotein-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MPP1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	MRG1, PEMP, AAG12, EMP55, DXS552E, MPP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4354
Gen-ID	4354
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-270 des menschlichen MPP1 (NP_002427.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q00013
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Kühlakku