

Anti-Mpp6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nzw5

Artikelnummer: CM0014335

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen MPP6 (PALS2, VAM1) gerichtet ist, für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. 61 kDa Membranprotein, das an der Gerüstbildung an Zellverbindungen beteiligt ist. Ideal für Neurowissenschaften und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MPP6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MPP6; VAM1; p55T; VAM-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51678
GenID	51678
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 220-420 von menschlichem MPP6 (NP_057531.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZW5
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel