

## Anti-Mpzl1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095297

Artikelnummer: CM0013095



### Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes MPZL1 (PZR), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt den 29 kDa Zelloberflächenrezeptor, der an der ConA-Signalgebung und der Integrin-vermittelten Motilität beteiligt ist, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MPZL1 Kaninchen pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | PZR; PZRα; PZRβ; PZR1b; MPZL1b; MPZL1                                                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                         |
| GenID             | 9019                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 195-269 von humanem MPZL1 (NP_003944.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                            |
| SWISS             | 095297                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 29kDa                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                      |