


Anti-Mras Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14807

Artikelnummer: CM0003853



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Mras (R-Ras3), hergestellt gegen ein synthetisches Peptid (aa 109-208). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit humanen, Maus- und Rattenproteinen. Ideal für die Untersuchung von Ras-MAPK-Signalwegen in der Krebs- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mras Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NS11; M-RAS; RRAS3; R-RAS3; Mras
Spezies	Human
Gen-ID	22808
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 109-208 von humanem Mras (O14807) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O14807
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel