

Anti-Mrc2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ubg0

Artikelnummer: CM0028544



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MRC2 (CD280, UPARAP, ENDO180), validiert für WB und ELISA. Detektiert endogenes MRC2 bei ~167 kDa in humanen und murinen Proben. Ideal für die Krebsforschung und die Untersuchung des Kollagen-Remodellings.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRC2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180; MRC2
Spezies	Human
GeneID (Human)	9902
GeneID	9902
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 120-300 des humanen MRC2 entspricht (NP_006030.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9UBG0
Proteingewicht	167 kDa
Versand	Eisbeutel