


Anti-Mre11-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P49959

Artikelnummer: CM0018165



Einführung

MRE11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, ELISA. Erkennt endogenes MRE11 in Human- und Rattenproben. Zielt auf das Reparaturprotein für Doppelstrangbrüche MRE11, eine Schlüsselkomponente des MRN-Komplexes, der für die DNA-Schadensantwort und die genomische Stabilität essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRE11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4361
GenID	4361
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 290-485 von menschlichem MRE11 (NP_005582.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P49959
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel